

Fiche technique

FIX-RAL 555

Code produit : 362870 362873 / 362874

Spécifications :

- **Aspect :** Solution violette limpide
- **Maximum d'absorption dans le méthanol :** $586 \text{ nm} \leq \lambda \leq 588 \text{ nm}$

Applications :

Hématologie : Utilisé dans le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie et mycologie : Utilisé dans le Kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins.

Histo-cytologie : Utilisé dans le Kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques.

Mise à jour du 07/02/2022