


## Rouge congo pur

Code produit : 363410

363411


 $C_{32}H_{22}N_6Na_2O_6S_2$   
 Masse molaire : 696,67

CAS Registry number :

[573-58-0]

Color Index :

22120

Synonymes :

C.I. Direct Red 28

Spécifications :

- Aspect : Poudre rouge-brun foncé
- Virage pH : pH < 3.0 : bleu  
pH > 5.2 : rouge
- Maximum d'absorption (eau + 2 mL de Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> à 1%) : 495 nm ≤ λ ≤ 505 nm
- Teneur en colorant : ≥ 80 %
- Solubilités : Soluble dans l'eau (40 g/L)  
Soluble dans l'éthanol (1 g/L)

Applications :

Indicateur de pH.  
 Réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.

Mise à jour du 30/04/2020