

## BOUCHON VISSANT

- / 366380
- / 366381
- / 366383
- / 366384
- / 366385
- / 366386

### Description / spécifications

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation         | Bouchon vissant, 12mm, différentes couleurs, joint étanchéité, avec «O»-Ring, non stérile, pour réf. 716xxx/717xxx/722xxx                                                       |
| Dimensions          | Voir « Customer Drawing »                                                                                                                                                       |
| Volume              | n/a                                                                                                                                                                             |
| Matériaux           | <u>Bouchon</u> : HDPE (Polyéthylène Haute Densité, grade médical), exempt de métaux lourds<br><u>«O»-Ring</u> : caoutchouc synthétique thermoplastique, exempt de métaux lourds |
| Couleur             | <u>Bouchon</u> :<br>366380 : transparent<br>366381 : blanc<br>366383 : rouge<br>366384 : bleu<br>366385 : vert<br>366386 : jaune<br><br><u>«O»-Ring</u> : bleu                  |
| Stérilisation       | Non stérile                                                                                                                                                                     |
| Contrôle qualité    | <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide                                                           |
| Autres informations | Usage unique                                                                                                                                                                    |

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, et d'ADN humain.


|                       |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plages température    | -80°C à +121°C                                                                                                                                                             |
| Autoclavable          | oui                                                                                                                                                                        |
| Résistance chimique   | Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a> |
| Durée de conservation | n/a                                                                                                                                                                        |

### Conditionnement

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pièces / sachet | 500                                                                |
| Pièces / carton | 5 000                                                              |
| Numéro de lot   | AA MM XXXXX (année, usine de fabrication, mois, référence interne) |

**Note**: Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.

Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.