

BARRETTE 8 BOUCHONS SAPHIRE

/ 373250

Description / spécifications

Désignation	Barrette 8 bch, PP, naturel, pour RT-PCR, 125 PCS./sachet Compatible avec toutes les microplaques PCR Sapphire 96 puits et les barrettes 8 microtubes Sapphire (6732xx).
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	N/A
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds)
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	125
Pièces / carton	1 250
Numéro de lot	5 chiffres 12345 (chiffre 1 & 2 : année ; chiffre 3 & 4 : semaine)
Autre information	Emballages étiquetés avec des symboles produits pour faciliter l'identification et le stockage

Image

