

BARRETTE 8 BOUCHONS

- / 373270
- / 373273
- / 373274
- / 373275
- / 373276
- / 373277
- / 373281

Description / spécifications

Désignation	Barrette 8 bch, PP, pour réf. 6732xx, 125 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	N/A
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds)
Couleur	373270 : transparent 373273 : rouge 373274 : bleu 373275 : vert 373276 : jaune 373277 : violet 373281 : assortiment (rouge, bleu, vert, jaune, violet)
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques


Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	125
Pièces / carton	1 250
Numéro de lot	5 chiffres 12345 (chiffre 1 & 2 : année ; chiffre 3 & 4 : semaine)
Autre information	Emballages étiquetés avec des symboles produits pour faciliter l'identification et le stockage

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.