

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Référence</b>   | 495012           |
| <b>Désignation</b> | Pipettes Pasteur |



---

### Description :

- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Calibrage et précision du capillaire exceptionnel
- ✓ Avec constriction
- ✓ Stériles sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène
- ✓ Diamètre capillaire bas : 1,3 mm
- ✓ Cotonnées
- ✓ Fermées
- ✓ Longueur : 230 mm

### Unité de vente :

1000 Pipettes

---