

## PIPETTE CELLSTAR® 5ML

- / 606107 (stérile)
- / 606160 (stérile)
- / 606180 (stérile)
- / 606160-TRI (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Pipette PS, graduée 1/10, bande latérale bleue, insert synthétique, 5ml, stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	5 ml ; précision volumétrique +/- 2 %.
<b>Matériaux</b>	<u>Pipette</u> : PS (Polystyrène), exempt de métaux lourds <u>Insert</u> : fibre Polyester, exempt de métaux lourds
<b>Couleur</b>	<u>Pipette</u> : transparent <u>Insert</u> : blanc
<b>Stérilisation</b>	606107, -160, -180 : SAL <sup>-3</sup> 606160-TRI : SAL <sup>-6</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autre information</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Exempt de substances cytotoxiques.

<b>Plages température</b>	Utilisation : 0°C à +40°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrigation, max. RCF</b>	N/A
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	5 ans

## Conditionnement

	606107	606106	606180	606160-TRI
Pièces / sachet	25 Emballage vrac refermable (plastique)	1 Emballage « peel-off » (plastique/plastique)	1 Emballage « peel-off » (papier/plastique)	1 Emballage « peel-off » (plastique/plastique)  10 « Triple emballage »
Pièces / carton	500	200	200	100
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)			

Autre information      [Certificat qualité à télécharger](#)

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.