

PIPETTE SÉRUM

- / 612301
- / 612361 (stérile)
- / 612362 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Pipette Sérum graduée 0,5-2,5ml 612301 : standard 612361, -362 : stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail = 2,5ml
Matériaux	LDPE (Polyéthylène basse densité)
Couleur	Incolore
Stérilisation	612361, -362 : SAL ⁻³ 612301 : non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -50°C à +80°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Centrifugation, max. RCF	N/A
Durée de conservation	612361, -362 : 5 ans 612301 : n/a

Conditionnement

	612301	612361	612362
Pièces / sachet	500	1	25
Pièces / carton	1500	800	1000
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.