

MACRO-CUVETTE

/ 614101

Description / spécifications

Désignation	Macro-cuvette, 4ml, PS, 10 x 10 x 45mm, haute transparence, 100 PCS./carton
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail = 2,5ml
Matériaux	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Usage prévu	Produit de laboratoire général pour l'analyse d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Basic	Longueur d'onde applicable : 340 nm à 900nm
Plages température	Pour la pratique : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	n/a

Conditionnement

Pièces / sachet	100 / Emballage en polystyrène
Pièces / carton	1 000

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.