

BOITE DE CULTURE CELLULAIRE

/ 627170 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Boîte de culture, PS, 35x10mm, 4 puits internes, ergots, stérile, traitement de surface
Dimensions	Voir « Customer Drawing » Poids couvercle : 1,2 – 1,4 g Poids boîte : 1,9 – 2,1 g
Volume	Volume maximal / boîte : 9 ml Volume de travail / puit : 80 µl Zone de croissance / puit : 93 mm ²
Matériaux	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Boîte et couvercle : transparent
Stérilisation	SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique Élevations pour la ventilation de la culture

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	740
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

Autre information

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

Image

