

BOITE DE PÉTRI

- / 632102
- / 632161(stérile)
- / 632180
- / 632181(stérile)

Description / spécifications

Désignation	Boîte de pétri, PS, sans ergots, 94x16 mm 632102 : design version lourde 632161 : design version lourde, stérile 632180 : design standard 632181 : design standard, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing » 632102, -161 : poids total : 17,0 – 18,5 g 632180, -181 : poids total : 13,0 – 14,7 g
Volume	Volume maximal : 80 ml Volume de travail : 10-40 ml
Matériaux	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Boîte et couvercle : transparent
Stérilisation	632102, -180 : non 632161, -181 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide.
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la bactériologie destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Traitement hydrophobe	
Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	N/A
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	632102, -180 : n/a 632161, -181 : 5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	20
Pièces / carton	480
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.