

## PLAQUE MICROTEST 60 PUIITS (PLAQUE TERASAKI), PS

- / 653102
- / 653180
- / 653190

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Plaque microtest PS (Plaque Terasaki), 60 puits, puits à profil conique, fond plat, avec code alphanumérique et avec couvercle 653102 : application sous huile, standard 653180, -190 : plaque microtest / HLA, traitement de surface physique
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume par puit</b>	10 µl
<b>Matériaux</b>	Plaque et couvercle : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds.
<b>Couleur</b>	Plaque et couvercle : transparent
<b>Stérilisation</b>	Non
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	653102 : Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 653180 : Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autre information</b>	Usage unique

### Caractéristiques

<b>Plages température</b>	Utilisation : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	653102 : n/a 653180, -190 : 1 an

### Conditionnement

<b>Pièces / sachet</b>	653102 : 10 / sachet 653180 : 10 / sachet 653190 : 120 / carton pliant
<b>Pièces / carton</b>	653102 : 580 653180 : 270 653190 : 480 / carton
<b>Numéro de lot</b>	E JJ MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.