

PLAQUE MICROTEST 72 PUIITS (PLAQUE TERASAKI), PS

/ 654102
/ 654180

Description / spécifications

Désignation	Plaque microtest PS (Plaque Terasaki), 72 puits, puits à profil conique, puit fond plat, avec code alphanumérique, avec couvercle 654102 : application sous huile, standard 653180 : plaque microtest / HLA, traitement de surface physique
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume par puit	10 µl
Matériaux	Plaque et couvercle : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds.
Couleur	Plaque et couvercle : transparent
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	654102 : Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 654180 : Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	654102 : n/a 654180 : 1 an

Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	270
Numéro de lot	E JJ MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.