

## MICROPLAQUE ELISA 96 PUIITS, PS, MICROLON®, FOND F

/ 655001

/ 655061

### Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, fond F 655001 : MICROLON 200®, fixation moyenne 655061 : MICROLON 600®, haute fixation
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 382 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 25-340 µl
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	-20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4800 x g : rotor à godets oscillants
Résistance chimique	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
Durée de conservation	4 ans après le mois de fabrication

### Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	40
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autres information	Certificat qualité

Image



**Note:** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.