

## MICROPLAQUE 96 PUIITS

- / 655073 (stérile)
- / 655074 (stérile)
- / 655075
- / 655076
- / 655077 (stérile)
- / 655079 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaques, PS, 96 puits, Fond F solide (plat), puits cheminés 655073, -079 : Traitement de surface, stérile 655074 : LUMITRAC 600, haute fixation, stérile 655075 : LUMITRAC 200, fixation moyenne 655076 : FLUOTRAC 200, fixation moyenne 655077 : FLUOTRAC 600, haute fixation, stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume par puit</b>	Volume total : 392 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail : 25-340 µl 655073, -079 : zone de croissance : 0,34 cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	655073, -074, -075 : blanc 655076, -077, -079 : noir
<b>Stérilisation</b>	655075, -076 : non 655073, -074, -077, -079 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	655073, -079 : Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 655074, -075, -076, -077 : Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autre information</b>	Usage unique

## Caractéristiques

Toutes les références : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.  
655073, -079 : Contenus non cytotoxiques

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4 800 x g : rotor à godets oscillants
Résistance chimique	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
Durée de conservation	4 ans après le mois de fabrication

## Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	40
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité

## Image

