

MICROPLAQUE 96 PUIITS, UV-STAR®, PUIITS CHEMINÉE

/ 655801

/ 655809

Description / spécifications

Désignation	Microplaque UV-Star®, 96 puits, film transparent, fond F, repérage alphanumérique, puits cheminée
Dimensions	Voir « Customer Drawing » <u>Film</u> : 135 µm (± 10 µm)
Volume	Volume total : 392 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail : 25-340 µl
Matériaux	<u>Plaque et film</u> : cycloooléfine, absence de métaux lourds
Couleur	655801 : <u>plaque</u> = transparent 655809 : <u>plaque</u> = noir
Stérilisation	Non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.


Plages température	Utilisation : -20°C à +40°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	4 800 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	N/a

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	40
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

Note : Cette fiche technique est valable à la date de diffusion. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.