

TUBE PCR SAPPHIRE 0.2ML

- / 671201
- / 671273
- / 671274
- / 671275
- / 671276
- / 671277
- / 671281

Description / spécifications

Désignation	Tube PCR Sapphire, 0.2ml, PP, bch bombe attendant, 500 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	0.2ml
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds)
Couleur	671201 : naturel 671273 : rouge 671274 : bleu 671275 : vert 671276 : jaune 671277 : violet 671281 : assortiment (rouge, bleu, vert, jaune, violet)
Stérilisation	Non
Contrôlé qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	n/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	1000
Pièces / carton	10 000
Numéro de lot	5 chiffres 12345 (chiffre 1&2 : année ; chiffre 3 & 4 : semaine)
Autre information	Emballages étiquetés avec des symboles produits pour faciliter l'identification et le stockage

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.