

BARRETTE 8 MICROTUBES

- / 673210
- / 673271
- / 673273
- / 673274
- / 673275
- / 673276
- / 673277

Description / spécifications

Désignation	Barrette 8 microtubes PCR, 0.2ml, PP, sans bch, 125 PCS./sachet Compatibilité complète avec les thermocycleurs
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	0.2ml
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds)
Couleur	673210 : transparent 673271 : assortiment (rouge, bleu, vert, jaune, violet) 673273 : rouge 673274 : bleu 673275 : vert 673276 : jaune 673277 : violet
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	125
Pièces / carton	1 250
Numéro de lot	5 chiffres 12345 (chiffre 1 & 2 : année ; chiffre 3 & 4 : semaine)
Autre information	Emballages étiquetés avec des symboles produits pour faciliter l'identification et le stockage

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.