

FILM POUR MICROPLAQUE

/ 676090

Description / spécifications

Désignation	Film microplaque SILVERseal, aluminium Film d'aluminium adhésif robuste sur papier support, perçable
Dimensions externe	79.4 x 141.3 mm
Volume	-
Matériaux	<u>Film</u> : aluminium <u>Adhésif</u> : acrylate <u>Revêtement anti-adhérent</u> : Papier recouvert de polyéthylène (enduit de silicone sur une face)
Couleur	<u>Film</u> : gris, non transparent <u>Revêtement anti-adhérent</u> : marron
Stérilisation	non
Contrôlé qualité	-
Usage prévu	Produit de laboratoire général pour le recouvrement ou le capsulage à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	-70°C à +100°C
Autoclavable	-
Centrifugation, RCF max	-
Résistance chimique	<u>Résistant à</u> : l'acide sulfurique (0,5 M), le DMSO, le méthanol, l'acétonitrile, l'éthanol, isopropanol <u>Non résistant à</u> : acide chlorhydrique (32%), acétone, phénol, chloroforme, acide acétique (1%), acide acétique (conc.)
Durée de conservation	2 ans
Autre information	Exp.-date = LOT : YYYY-MM (année, mois)

Conditionnement

Pièces / sachet	100
Pièces / carton	100
Numéro de lot	YYYY-MM AB (année-mois caractère alpha : nom du produit)

Image

