

## PLAQUE MULTIPUITS 48 PUIITS CELLSTAR®, AVEC COUVERCLE

- / 677102 (stérile)
- / 677180 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Plaque PS, 48 puits, avec ergots, chaque puit comprend un anneau de condensation pour réduire les contaminations croisées, puits cheminés, fond plat, plaque avec code alphanumérique, couvercle avec position unique et anneaux de condensation, stérile 677102 : surface hydrophobe (sans traitement) 677180 : traitement de surface physique
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume par puit</b>	Volume total : 1,7 ml (calculé mathématiquement) Volume de travail : 0,5 à 1 ml 677180 : surface de croissance : 1,0 cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	Plaque : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds. Couvercle : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds.
<b>Couleur</b>	Plaque : transparent Couvercle : transparent
<b>Stérilisation</b>	SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autre information</b>	Usage unique

### Caractéristiques


Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non-cytotoxiques.

<b>Plages température</b>	Utilisation : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	4800 x g : rotor à godets oscillants
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	677102 : 5 ans 677180 : 4 ans

## Conditionnement

Pièces / sachet	1
Pièces / carton	100
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.