

## TUBE PCR SAPPHIRE

- / 682201
- / 682273
- / 682274
- / 682275
- / 682276
- / 682277
- / 682281

### Description / spécifications

Désignation	Tube PCR Sapphire, 0,5ml avec bouchon attenant plat.
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	0,5 ml
Matériaux	PP (Polypropylène), absence métaux lourds
Couleur	682201 : transparent 682273 : rouge 682274 : bleu 682275 : vert 682276 : jaune 682277 : violet 682281 : assortiment (rouge, bleu, vert, jaune, violet)
Stérilisation	Non
Contrôlé qualité	Test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de biologie moléculaire, à utiliser dans un environnement de laboratoire par du personnel qualifié
Autres informations	Usage unique

### Caractéristiques

Exempts de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	non
Résistance chimique	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
Durée de conservation	5 ans

## Conditionnement

Pièces / sachet	1000
Pièces / carton	10000
Numéro de lot	5 chiffres 12345 (les chiffres 1 et 2 identifient l'année et les chiffres 3 et 4 identifient la semaine)
Autres informations	Emballages étiquetés avec des symboles de produits pour faciliter l'identification et le stockage

## Image

