

TUBE PCR SAPPHIRE

/ 682201
/ 682273
/ 682274
/ 682275
/ 682276
/ 682277
/ 682281

Description / spécifications

Désignation	Tube PCR Sapphire, 0,5ml avec bouchon attachant plat.
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	0,5 ml
Matériaux	PP (Polypropylène), absence métaux lourds
Couleur	682201 : transparent 682273 : rouge 682274 : bleu 682275 : vert 682276 : jaune 682277 : violet 682281 : assortiment (rouge, bleu, vert, jaune, violet)
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	Test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de biologie moléculaire, à utiliser dans un environnement de laboratoire par du personnel qualifié
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempts de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Conditionnement

Pièces / sachet 1000

Pièces / carton 10000

Numéro de lot 5 chiffres 12345 (les chiffres 1 et 2 identifient l'année et les chiffres 3 et 4 identifient la semaine)

Autres informations Emballages étiquetés avec des symboles de produits pour faciliter l'identification et le stockage

Image

