

TUBE PCR 0.2ML

- / 683201
- / 683271
- / 683273
- / 683274
- / 683275
- / 683276
- / 683277

Description / spécifications

Désignation	Tube Sapphire PCR, 0.2ml, PP, plusieurs coloris, bch plat, 500 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	0.2ml
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds)
Couleur	683201 : transparent 683271 : assortiment (rouge, bleu, vert, jaune, violet) 683273 : rouge 683274 : bleu 683275 : vert 683276 : jaune 683277 : violet
Sterilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	N/A
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	1 000
Pièces / carton	10 000
Numéro de lot	5 chiffres 12345 (chiffre 1 & 2 : année ; chiffre 3 & 4 : semaine)
Autre information	Emballages étiquetés avec des symboles produits pour faciliter l'identification et le stockage

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.