

## TUBE PCR 0.2ML

/ 684201

### Description / spécifications

Désignation	Tube Sapphire PCR, 0.2ml, PP, incolore, sans bch, 500 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	0.2ml
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds)
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	n/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
Durée de conservation	5 ans

### Conditionnement

Pièces / sachet	1 000
Pièces / carton	10 000
Numéro de lot	5 chiffres 12345 (chiffre 1&2 : année ; chiffre 3 & 4 : semaine)
Autre information	Emballages étiquetés avec des symboles produits pour faciliter l'identification et le stockage

### Image

