

## COUVERCLE

- / 691101
- / 691161 (stérile)

### Description / spécifications

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation         | Couvercle à profil ultra bas pour microplaques, PS, modèle universel<br>691101 : standard<br>691161 : stérile                                                                 |
| Dimensions          | Voir « Customer Drawing »                                                                                                                                                     |
| Volume              | n/a                                                                                                                                                                           |
| Matériaux           | PS (Polystyrène), absence métaux lourds                                                                                                                                       |
| Couleur             | Transparent                                                                                                                                                                   |
| Stérilisation       | 691101 : Non<br>691161 : stérile                                                                                                                                              |
| Contrôle qualité    | <u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques<br><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide |
| Utilisation         | Produit de laboratoire général pour couvrir ou boucher. A utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.                                            |
| Autres informations | Usage unique                                                                                                                                                                  |

### Caractéristiques

Toutes les références : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

691161 : Contenu non-cytotoxiques.

|                            |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plages température         | Application : -20°C à +60°C                                                                                                                                                |
| Autoclavable               | Non                                                                                                                                                                        |
| Centrifugation,<br>RCF max | n/a                                                                                                                                                                        |
| Résistance chimique        | Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a> |
| Durée de conservation      | 691101 : n/a<br>691161 : 5 ans                                                                                                                                             |

## Conditionnement

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pièces / sachet   | 25                                                                     |
| Pièces / carton   | 100                                                                    |
| Numéro de lot     | E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) |
| Autre information | 691161 : Certificat de qualité à télécharger                           |

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.