

PIPETTE PASTEUR 0.1 ML

- / 700361(stérile)
- / 700370

Description / spécifications

Désignation	Pipette pasteur, 0,1ml, long.153mm
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail : 0.1ml
Matériaux	LDPE (Polyéthylène basse densité)
Couleur	Transparent
Stérilisation	700361 : SAL 10 ⁻³ 700370 : non
Contrôlé qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -50°C à +80°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	700361 : 5 ans 700370 : -

Conditionnement

Pièces / sachet	700361 : 25 700370 : 500
Pièces / carton	700361 : 1000 700370 : 1500
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

