

MICROPLAQUE EN BARRETTES SÉCABLES 96 PUIITS, PS, 12 x C8 PUIITS

/ 705063	/ 705074
/ 705065	/ 705075
/ 705066	/ 705076
/ 705070	/ 705079
/ 705071	/ 705084
/ 705073	

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS ELISA en barrettes sécables « single break », 12 x C8 puits, fond C (angles arrondis), différents codes couleurs de puits 705063, -065, -066, -070 : MICROLON 200, fixation moyenne 705071, -073, -074, -075, -076, -079, -084 : MICROLON 600, haute fixation
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 346 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 20-300 µl
Matériaux	<u>Barrettes et cadre</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	<u>Cadre</u> : blanc <u>Barrettes</u> : transparent 705070, -071 : pas de code couleur sur le bord des puits 705063, -073 : code couleur rouge 705074 : code couleur bleu 705065, -075 : code couleur vert 705066, -076 : code couleur jaune 705079 : code couleur blanc 705084 : code couleur noir
Stérilisation	Non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température Utilisation : -20°C à +60°C

Autoclavable Non

Centrifugation, N/a

RCF max

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 4 ans

Conditionnement

Pièces / boîte 10

Pièces / carton 100

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.