

MICROTUBE 1.5 ML

/ 716201

Description / spécifications

Désignation	Microtube 1,5ml, PP, 10x45mm, incolore, Fd C, bch vissant 366xxx, 500 PCS./sachet Compatible avec les bouchons vissants : 366380 (transparent), 366381 (blanc), 366383 (rouge), 366384 (bleu), 366385 (vert), 366386 (jaune)
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 1,5ml
Matériaux	PP (Polypropylène médical, absence métaux lourd)
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non
Contrôlé qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -80°C à +121°C
Autoclavable	Oui
Centrifugation, RCF max	20 000 x g : rotor à angle fixe
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	n/a
Autres informations	Stockage dans un endroit sec, température comprise entre -10°C et +50°C

Conditionnement

Pièces / sachet	500
Pièces / carton	5 000
Numéro de lot	YY MM XXXXXX (année, usine de fabrication, mois, n° de commande interne)

Image

