

MICROTUBE 1.5ML

- / 717201
- / 717261 (stérile)
- / 717263 (stérile)
- / 717264 (stérile)
- / 717265 (stérile)
- / 717266 (stérile)
- / 717270 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microtube 1,5ml, PP, 10x45mm, incolore, Fd C, jupe Zone d'écriture et base autoportante Bouchon vissant compatible : N° ref. 36638x
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	1.5ml
Matériaux	Tube : PP (Polypropylène, absence métaux lourds) Bouchon : HDPE (Polyéthylène Haute densité, qualité médicale) Joint d'étanchéité «O»-Ring : Caoutchouc synthétique thermoplastique, absence métaux lourds
Couleur	Tube : Transparent 717261 : Bouchon : blanc 717263 : Bouchon : rouge 717264 : Bouchon : bleu 717265 : Bouchon : vert 717266 : Bouchon : jaune 717270 : Bouchon : translucide
Stérilisation	717201 : non 717261, -263, -264, -265, -266, 270 : SAL10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain.

Plages température	Utilisation : -80°C à +121°C
Autoclavable	Oui
Centrifugation,	20 000 x g : rotor angle fixe
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Durée de conservation 717201 : n/a
717261, -263, -264, -265, -266, 270 : 5 ans

Autre information Conserver dans un endroit sec, avec température entre -10°C à 50°C

Conditionnement

Pièces / sachet 717201, -270 : 500
717261, -263 : 500
717264, -265, -266 : 100

Pièces / carton 717201, -270 : 5 000
717261, -263 : 3 000
717264, -265, -266 : 3 000

Numéro de lot YY MM XXXXXX (année, usine de fabrication, numéro SAP consécutif)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.