

## MICROTUBE 2 ML

- / 722201
- / 722251
- / 722261 (stérile)
- / 722263 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microtube 2ml, PP, 10x45mm, incolore, fond conique, 500 PCS./sachet avec graduation et zone d'écriture et base autostable 722201 : sans bouchon, non stérile 722251 : sans bouchon, stérile 722261,-263 : avec bouchon, stérile Bouchons vissant compatibles : 366380 : transparent 366381 : blanc 366383 : rouge 366384 : bleu 366385 : vert 366386 : jaune
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	2,0 ml
<b>Matériaux</b>	<u>Tube</u> : PP (Polypropylène médical), exempt de métaux lourds <u>Bouchon</u> : HDPE (Polyéthylène Haute Densité, grade médical), exempt de métaux lourds <u>Bouchon «O»-Ring</u> : caoutchouc synthétique thermoplastique, exempt de métaux lourds
<b>Couleur</b>	<u>Tube</u> : incolore <u>722261</u> : bouchon : transparent <u>722263</u> : bouchon : rouge
<b>Stérilisation</b>	722201 : non stérile 722251,-261,-263 : SAL10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

<b>Plages température</b>	Utilisation : -80°C à +121°C
<b>Autoclavable</b>	oui
<b>Centrifugation,</b>	22000 x g : rotor à angle fixe
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	722201 : n/a 722251, -261, -263 : 5 ans
<b>Autres informations</b>	Stocker dans un endroit sec, plage de température : -10°C à 50°C

## Conditionnement

Pièces / sachet	722201,-251 : 500
	722261 : 500
	722263 : 50
Pièces / carton	722201,-251 : 5 000
	722261 : 3 000
	722263 : 3 000

Numéro de lot YY MM XXXXXX (année, usine de fabrication, référence interne)

## Image

