

## ENSEMENCEUR 1ml

- / 731101 (stérile)
- / 731161 (stérile)
- / 731165 (stérile)

### Description / spécifications

Désignation	Ensemenceur PS flexible, à usage unique 1ml
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	1ml
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Blanc
Stérilisation	SAL 10 <sup>-3</sup>
Contrôlé qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Usage	Produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
Autres informations	Usage unique

### Caractéristiques

Hydrophobe

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
Durée de conservation	5 ans

### Conditionnement

Pièces / sachet	731101 : 50
	731161 : 1
	731165 : 10
Pièces / carton	731101 : 2000
	731161 : 600
	731165 : 3000
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.