

## PLAQUE ELISA 96 PUIITS, PS, 6XU16 PUIITS, FOND U

/ 754061  
/ 754070

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Plaqué ELISA à barrettes PS, 6XU16 barrettes montées sur cadre, fond U ( rond), avec code alphanumérique 754061 : MICROLON 600, haute fixation 754070 : MICROLON 200, moyenne fixation
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total : 312 µl Volume de travail : 50 – 280 µl
<b>Matériaux</b>	Barrettes et cadre : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds.
<b>Couleur</b>	Cadre : blanc Barrettes : transparentes
<b>Stérilisation</b>	Non
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique et immunologique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autre information</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

<b>Plages température</b>	Utilisation : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	4 ans

### Conditionnement

<b>Pièces / sachet</b>	10
<b>Pièces / carton</b>	100
<b>Numéro de lot</b>	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
<b>Autre information</b>	Certificat de qualité à télécharger

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.