

CHASSIS

/ 754101

Description / spécifications

Désignation	Châssis PS, blanc 128.0x86mm (compatible barrette de 16)
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	-
Matériaux	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Blanc
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	n/a

Conditionnement

Pièces / sachet	400
Pièces / carton	400
Numéro de lot	E JJ MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date de diffusion. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.