

PLAQUE ELISA 96 PUIITS CELLSTAR®, PS, 12XU8 PUIITS, FOND U

/ 767070
/ 767071

Description / spécifications

Désignation	Plaque ELISA à barrettes PS, 12xU8 barrettes montées sur cadre, fond U (fond rond), avec code alphanumérique 767070 : MICROLON 200, moyenne fixation 767071 : MICROLON 600, haute fixation
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 312 µl Volume de travail : 50 – 280 µl
Matériaux	Barrettes et cadre : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds.
Couleur	Cadre : blanc Barrettes : transparentes
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique et immunologique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	100
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.