

RACKS POUR POINTES SAPPHIRE (vides)

- / 770310
- / 770320
- / 770330
- / 770340

Description / spécifications

Désignation Racks vides pour pointes Sapphire, avec couvercle, inserts colorés, pour 96 pointes, empilables et compatibles automatisation (dimensions externes ANSI)

770310 : rack vide pour pointes 10µl / 10µl longues (réf. 7713xx / 7723xx)

770320 : rack vide pour pointes 200µl (réf. 7753xx)

770330 : rack vide pour pointes 300µl (réf. 7763xx)

770340 : rack vide pour pointes 1000µl / 1250µl (réf. 7773xx / 7783xx)

Dimensions Voir « Customer Drawing »

Matériaux PP (Polypropylène), absence métaux lourds

Couleur Rack / couvercle : transparent

Insert : 770310 : rouge

770320 : jaune

770330 : vert

770340 : bleu

Stérilisation Non stérile

Contrôle qualité Contrôle matières premières : tests physiques

Contrôle produit : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide

Caractéristiques

Plages température Température ambiante (15°C - 30°C)

Autoclavable Oui (121°C / 20minutes)

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 3 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	770310, -20, -30 : 60 ; 770340 : 40
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

