

POINTES SAPHIRE 200µl, FAIBLE RÉTENTION

- / 775360
- / 775361
- / 775362 (stérile)
- / 775364
- / 775365 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	<p>Pointe Sapphire universelle, PP, faible rétention, 200µl, graduée.</p> <p>Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 2µl et 200µl, ajustement universel, graduée.</p> <p>775350 : sachet, non stérile</p> <p>775351 : rack, non stérile</p> <p>775352 : rack, stérile</p> <p>775354 : recharge, non stérile</p> <p>775355 : recharge, stérile</p> <p><u>Rack vide correspondant</u> : 770320 (insert jaune)</p>
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	2 – 200 µl
Matériaux	<p><u>Pointe</u> : PP (Polypropylène faible rétention), absence métaux lourds</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p>
Couleur	<p><u>Pointe</u> : transparent</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : jaune</p>
Stérilisation	<p>775360, -361, -364 : non stérile</p> <p>775362, -365 : irradiation [SAL⁻⁶]</p>
Contrôle qualité	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
Autres informations	<p>Usage unique</p> <p>Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité</p>

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

Plages température Température ambiante (15°C - 30°C)

Autoclavable 775360, -361, -364 : 121°C / 20 minutes
775362, -365 : n/a (stérile par irradiation)

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 3 ans

Autres informations La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

Conditionnement

	775360	775361, 775362	775364, 775365
Pièces / sachet ou rack	1 000 / sachet	96 / rack	96 / rack / recharge
Pièces / boîte	-	960	n/a
Pièces / carton	15 000	5 760	4 800
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image

