

POINTES SAPHIRE 1000µl

- / 777350
- / 777351
- / 777352 (stérile)
- / 777354
- / 777355 (stérile)

Description / spécifications

| | |
|----------------------------|---|
| Désignation | <p>Pointe Sapphire universelle, PP, 1000µl, graduée.</p> <p>Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 50µl et 1000µl, ajustement universel, graduée.</p> <p>777350 : sachet, non stérile</p> <p>777351 : rack, non stérile</p> <p>777352 : rack, stérile</p> <p>777354 : recharge, non stérile</p> <p>777355 : recharge, stérile</p> <p><u>Rack vide correspondant</u> : 770340 (insert bleu)</p> |
| Dimensions | Voir « Customer Drawing » |
| Volume | 50 – 1000 µl |
| Matériaux | <p><u>Pointe</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p> |
| Couleur | <p><u>Pointe</u> : transparent</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : bleu</p> |
| Stérilisation | <p>777350, -351, -354 : non stérile</p> <p>777352, -355 : irradiation [SAL⁻⁶]</p> |
| Contrôlé qualité | <p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p> |
| Application | Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. |
| Autres informations | <p>Usage unique</p> <p>Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité</p> |

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

Plages température Température ambiante (15°C - 30°C)

Autoclavable 777350, -351, -354 : 121°C / 20 minutes
777352, -355 : n/a (stérile par irradiation)

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 3 ans

Autres informations La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

Conditionnement

| | 777350 | 777351, 777352 | 777354, 777355 |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|
| Pièces / sachet ou rack | 1 000 / sachet | 96 / rack | 96 / rack / recharge |
| Pièces / boîte | - | 960 | n/a |
| Pièces / carton | 10 000 | 5 760 | 4 800 |
| Numéro de lot | E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) | | |

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image

