

POINTES SAPHIRE 1250µl, FAIBLE RÉTENTION

- / 778360
- / 778361
- / 778362 (stérile)
- / 778364
- / 778365 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	<p>Pointe Sapphire universelle, PP, faible rétention, 1250µl, graduée.</p> <p>Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 50µl et 1250µl, ajustement universel, graduée.</p> <p>778360 : sachet, non stérile</p> <p>778361 : rack, non stérile</p> <p>778362 : rack, stérile</p> <p>778364 : recharge, non stérile</p> <p>778365 : recharge, stérile</p> <p><u>Rack vide correspondant</u> : 770340 (insert bleu)</p>
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	50 - 1250 µl
Matériaux	<p><u>Pointe</u> : PP (Polypropylène faible rétention), absence métaux lourds</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p>
Couleur	<p><u>Pointe</u> : transparent</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : bleu</p>
Stérilisation	<p>778360, -361, -364 : non stérile</p> <p>778362, -365 : irradiation [SAL⁻⁶]</p>
Contrôle qualité	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
Autres informations	<p>Usage unique</p> <p>Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité</p>

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

Plages température Température ambiante (15°C - 30°C)

Autoclavable 778360, -361, -364 : 121°C / 20 minutes
778362, -365 : n/a (stérile par irradiation)

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 3 ans

Autres informations La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

Conditionnement

	778360	778361, 778362	778364, 778365
Pièces / sachet ou rack	1 000 / sachet	96 / rack	96 / rack / recharge
Pièces / boîte	-	960	n/a
Pièces / carton	5 000	5 760	4 800
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.