

MICROPLAQUE 96 PUIITS MASTERBLOCK®

- / 780270
- / 780271(stérile)
- / 780280
- / 780285

Description / spécifications

Désignation	MASTERBLOCK®, 96 puits, 2ml, PP, Fond solide en V (forme pyramidale), codage alphanumérique des puits 780270, -280, -285 : non stérile 780271 : stérile Couvercles souples CapMats appropriés, Références : 381080, 381081
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume par puit	Volume total : 2.28ml (calculé mathématiquement) Volume de travail : 0.1-2.0ml
Matériaux	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	780270, -280, -285 : non 780271 : SAL 10⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -196°C à +121°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	780270, -280, -285 : 4800 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	780271 : 1800 x g : rotor à godets oscillants
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	780270, -280, -285 : n/a 780271 : 5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet
780270, -271 : 1
780280 : 50
780285 : 5

Pièces / carton
780270, -271 : 50
780280 : 50
780285 : 50

Numéro de lot
Autre information
B YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Certificat de qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.