

## MICROPLAQUE PCR SAPPHIRE, PP, 384 PUIITS, JUPE COMPLÈTE

- / 785201
- / 785207
- / 785290

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaque PCR Sapphire, 384 puits avec jupe complète, repérage alphanumérique 785201, -207 : standard 785290 : compatible avec ABI Scellable avec film adhésif et thermoscellage
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total = 45 µl Volume de travail = 25 µl
<b>Matériaux</b>	PP (Polypropylène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	785201, -290 : incolore, repérage alphanumérique bleu 785207 : blanc, repérage alphanumérique bleu
<b>Stérilisation</b>	Non stérile
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques


Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

<b>Plages température</b>	Utilisation : -80°C à +105°C
<b>Autoclavable</b>	Non recommandé
<b>Centrifugation,</b>	4800 x g : rotor à godets oscillants
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	N/a

## Conditionnement

Pièces / boîte	15
Pièces / carton	60
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autres information	Certificat qualité à télécharger

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.