

MICROPLAQUE PCR SAPHIRE, 384 PUIITS, JUPE COMPLÈTE, POUR RT PCR

/ 785285

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PCR blanche en polypropylène, 384 puits avec jupe, 2 encoches (Pos. A24/P24), pour RTE PRC (lightCycler® system), repérage alphanumérique Scellable avec film adhésif et thermoscellage
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail = 25 µl
Matériaux	PP (Polypropylène), absence métaux lourds
Couleur	Plaque blanche, repérage alphanumérique bleu
Stérilisation	Non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques


Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non recommandé
Centrifugation, RCF max	N/a
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	25
Pièces / carton	100
Numéro de lot	5 digit 12345 (digit 1 et 2 indiquent l'année et 3 et 4 indiquent la semaine)
Autres information	Emballage étiqueté avec symboles produit pour de meilleurs identification et stockage

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.