

MICROPLAQUE 384 PUIITS

/ 788876

Description / spécifications

Désignation	Microplaque UV-Star®, 384 puits, petit volume, LoBase, film transparent fond F (plat)
Dimensions	Voir « Customer Drawing » Film : 135 µm (± 10 µm)
Volume	Volume total= 28 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail : 4-25 µl
Matériaux	Film : Cycloooléfine, absence de métaux lourds
Couleur	Plaque : Noir Fond (film) : Transparent
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -80°C à +40°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	n/a

Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	80
Numéro de lot	E JJ MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.