

POINTES FINNTIP® 1000, 100 A 1000 µL

/ Référence Greiner Bio-One : 9401030

/ Désignation produit : FINNTIP®1000, 100 à 1000 µl, blanc, [Lg:71mm] en sachet, THERMO SCIENTIFIC

Caractéristiques

- Volume : 100 à 1000 µl
- Matière : Polypropylène (PP)
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non
- Stérile : Non stérile
- Dimensions : - Longueur : 71,3 mm ; - Diamètre intérieur : 1,3 mm
- Poids : 0,91 g

Conditionnement

En sachet de 1000

Certification

Certificat CE

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.