

FLACON EAU STÉRILE, 24 DOSES DE 45ML

- / Référence Greiner Bio-One : AG600427
- / Désignation produit : Flacon Eau stérile, 24 doses de 45ml

Application

- Rinçage des plaies et des brûlures superficielles
- Rinçage en chirurgie oculaire (uniquement pour le Miniversol NaCl 0,9% 45 ml)
- Ces unidoses sont utilisées pour du rinçage et **ne doivent pas être utilisées pour des injections.**

MPUP (Matières premières à usage pharmaceutique) :

«On entend par matières premières à usage pharmaceutique tous les composants des médicaments au sens de l'article L.5111-1 (substance(s) active(s), excipient(s), éléments de mise en forme pharmaceutique)». Cette eau bénéficie du statut MPUP.

Caractéristiques

- Volumes : Les flacons unidoses sont en Polyéthylène Basse Densité (PEBD). Ce matériau est transparent et permet ainsi le contrôle visuel de la solution qu'il contient. De plus, il est inerte vis-à-vis du contenu. C'est un matériau hermétique, léger et incassable.
- Les flacons Miniversol sont disponibles en 45 ml pour l'eau et le NaCl 0,9%.
- Matériaux :
 - o **Miniversol Chlorure de sodium 0.9 %**
 - chlorure de sodium.....0,9 g
 - eau purifiée.....qsp 100 ml
 - o **Miniversol Chlorure de sodium 0.9 %**
 - eau purifiée.....qsp 45 ml
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péréemption : 2 ans

Températures

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à moins de 4°C ou à plus de 40°C.

Conditionnement

- Conditionnement : 4
- Sous-conditionnement : N/A
- Minimum de vente : 1

Qualité

- Normes et certifications : Les Matières Premières constitutives de la solution (eau purifiée et chlorure de sodium) sont conformes aux Monographies correspondantes de la Pharmacopée Européenne en vigueur. Dispositif médical de classe IIa selon la directive 93/42/CEE.
- Marquage CE : N/A
- Stérilité : Solutions stériles (remplissage aseptique).

Informations complémentaires

- Utiliser uniquement si la solution est limpide et si le contenant est intact.
- Dispositif stérile à usage unique. Tout flacon entamé doit être jeté s'il n'est pas utilisé entièrement. Risque de contamination en cas de réutilisation.
- Après utilisation, éliminer le dispositif selon les pratiques en vigueur pour l'élimination des déchets.

Image

