

## SPATULE

- / Référence Greiner Bio-One : AGITV
- / Référence Fournisseur : AGI-04
- / Désignation produit : Spatule d'agitation plastique, non stérile [15cm]

### Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : N/A
- Matière et couleur accessoire : Polystyrène blanc
- Matière du corps secondaire : N/A
- Matière du corps tertiaire : N/A
- Température d'utilisation du corps principal: -40°C/+65°C
- Hauteur (mm): 00.00
- Longueur (mm): 148.00
- Diamètre d'ouverture (mm): 00.00
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Usage unique : Oui

### Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

### Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 2000
- Sous conditionnement : 400

### Qualité

- Normes et certifications :
  - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
  - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
  - o Directive 98/79/CE : N/A
- Péréemption : 3 ans
- Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137 : STERILE SAL 10<sup>-3</sup>

### Photo

