

BOUCHON RENTRANT 9MM

- / Référence Greiner Bio-One : B09BA
- / Référence Fournisseur : B90-03
- / Désignation produit : Bouchon rentrant, 9 mm, compatible TH2, Blanc

Caractéristiques

- Couleur de la cape : Blanc
- Matière de la cape : Mél. PEBD. Bas / H.Dens. 1/3-2/3
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+75°C
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 20000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 1000

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004

Image

