

BOUCHON A AILETTE 10MM

- / Référence Greiner Bio-One : BA100RG
- / Référence Fournisseur : BA100-32
- / Désignation produit : Bouchon à ailette, 10 mm, Rouge compatible TH3/TL7512

Caractéristiques

- Couleur de la cape : Rouge
- Matière de la cape : PEBD basse densité
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+75°C
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Autoclavage du corps principal : N/A

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 15000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 3000

Qualité

- Norme ISO9001 standard

Image

