

FICHE TECHNIQUE

2020 General Catalogue page 147

Bouchons en polyéthylène

codes 3071 et gamme

	code	tubes recommandés	quantité par sachet	poids du sachet (kg)	volume du sachet(m³)
BA11BU BA11IN BA11JA BA11RG BA11VE BA11BA	3071	300700, 301700, 400700, 401700, 300701, gamme 300700.6	2,000	1.50	0.007



DESCRIPTION

Diamètre intérieur : 11,25 mm

Diamètre extérieur : 13,30 mm

Longueur totale : 17,40 mm

Par rapport aux autres capuchons de bride existant sur le marché, ils présentent des avantages significatifs :

- Une taille plus grande, permet d'avoir une plus grande surface de contact avec vos doigts.
- La partie bride est plus longue que le reste des bouchons, et ceux-ci sont davantage séparés les uns des autres, ce qui améliore sa fermeture.
- Petite fente interne qui empêche la formation de gouttelettes.
- Bride supérieure pour une meilleure prise en main, tout en évitant la déformation du bouchon lorsqu'il est découvert.
- Bouchons striés

Recommandations à prendre en compte pour tous les bouchons :

- Lorsque l'on utilise ce type de bouchon, il y a moins de volume utile à l'intérieur du tube.
- Si ce qui est nécessaire est d'avoir le plus de volume possible, nous recommandons d'utiliser nos bouchons pour caméra, tels que les codes 3082, 3050 et 3081.
- Si vous le laissez debout sur la table, il est préférable de le placer avec les ailes vers le haut pour éviter que le liquide ne mouille la surface.

Couleurs (ajoutez ces chiffres au code) :

- 01 : jaune
- 02 : naturel
- 05 : bleu
- 06 : rouge
- 07 : vert
- 08 : mauve
- 09 : noir

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique, du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing