

BOUCHON A AILETTE 11MM

- / Référence Greiner Bio-One : BA11RS
- / Référence Fournisseur : BA110-20
- / Désignation produit : Bouchon à ailette, 11 mm, Rose compatible TH5/TH4,

Caractéristiques

- Couleur de la cape : Rose
- Matière de la cape : PEBD basse densité
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+75°C
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Autoclavage du corps principal : N/A

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 15000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 2500

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004

Image

