

BOUCHON A AILETTE 13.5MM

- / Référence Greiner Bio-One : BA135BU
- / Référence Fournisseur : BA135-01
- / Désignation produit : Bouchon à ailette, 13.5 mm, Bleu compatible TCR10/TL11

Caractéristiques

- Couleur de la cape : Bleu
- Matière de la cape : PEBD basse densité
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+75°C
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Autoclavage du corps principal : N/A

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 6000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 1500

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004

Image

